

## 超コンパクト設計

Jabraは、人間の耳に関する専門知識と最先端の小型化技術を駆使して、世界トップクラスの補聴器技術を全てこの超コンパクト設計に詰め込みました。

高度な雑音抑制アルゴリズムを採用した精密なマイクが、周囲の雑音を低減するとともに、Jabra独自のマイクロプロセッサが音声の明瞭度を向上させます。

このコンパクトなイヤホンは防滴仕様なので、天候に左右されることなく使用できます。



ダークグレー



ゴールドベージュ

補聴器は、個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティングすることが必要です。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

次に該当する場合は必ず耳鼻咽喉科の受診をお願いします。

- 耳の手術を受けたことがある
- 最近3ヶ月以内に耳漏があった
- 最近2ヶ月以内に聴力が低下した
- 最近1ヶ月以内に急に耳鳴りが大きくなった
- 外耳道に痛みまたは、かゆみがある
- 耳あかが多くたまっている
- 聴力測定の結果、平均聴力の左右差が25dB以上ある
- 聴力測定の結果、500,1000,2000Hzの聴力に20dB以上の気骨導差がある

Jabra Enhance スマートイヤホン		
認証番号	303ABBZX00062000 (耳あな型補聴器)	
型式	耳あな型 ENHEB	
適応聴力範囲	軽度	
最大音響利得	HFA-FOG (±5dB) 26dB	
90dB入力最大出力音圧レベル	ピーク (+3dB SPL以下) 110dB SPL	
特徴	接続	iPhone11以降 (iOS15以降) Bluetooth®5.2
	機能	音声増幅機能 ワーブコンプレッション アダプティブ指向性 環境運動ノイズリダクション エクспанション インパルスノイズリダクション 自動デジタルフィードバック抑制
	その他	充電ケース併用で最長30時間 IP52準拠 Jabra Enhanceアプリ 保証1年間

\*最大音響利得は入力音圧50dB SPL。本データはJIS C 5512:2015の2cmカプラにより測定、表示してあります。

Jabra Enhanceの詳細に関しては、下記のURLを参照ください。

[www.jabra.jp/enhance](http://www.jabra.jp/enhance)



- スマートイヤホンのご相談・ご用命は当店へ。

お問合せ先 Jabraサポートセンター

☎️ 0120-818-203

このカタログは2022年2月現在のものです。

\*記載の性能・仕様は改良により予告なく変更する場合があります。  
\*製品の色は実物と異なる場合があります。  
\*Jabra®は、GN Audio A/Sの商標です。Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPad、iPod touch は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc が所有する登録商標です。

GNヒアリングジャパン株式会社  
第二種医療機器製造販売許可番号 14B2X00044



品質マネジメントシステム  
ISO 13485:2016



IP00000676 JB 05 2202A-2202 130K

Jabra GN

Jabra Enhance  
目覚めよ、きこえ。  
聞きたい音をもっと。

GN Making Life Sound Better

¥89,000 (イヤホン/充電ケース/イヤージェル)



音楽  
+  
通話  
+  
聴力の強化

メディカルグレードの進化系、  
小型完全ワイヤレスイヤホン

小型デザイン

現在のJabraの最も小さなイヤホンより50%小型※1

連続10時間使用

充電ケースと併用で最長30時間使用可能

高品質のストリーミングとハンズフリー通話

Jabraについて

Jabraは世界をリードするオーディオとビデオのブランドです。インテリジェントなヘッドセットとコミュニケーションツールを開発し業務の生産性向上を支援するとともに、お客様がより快適に通話、音楽、メディアを楽しめるようワイヤレスヘッドホンとイヤホンを設計しています。

Jabraは世界有数の補聴器メーカーの1つであるGNグループに属しており、今回初めてJabraの先駆的なオーディオ技術とGNの世界トップクラスの聴覚に関する専門知識を集結し、聴力およびオーディオ技術を提供する、メディカルグレード進化系ヒアラブルデバイスが開発されました。



聞きたい音をもっと。

この先駆的な聴力強化イヤホンは、高度なメディカルグレード技術を採用して特別に開発されました。音量を上げなくても、聞きたい音が入ってきます。

4つの専用マイクを使用して、周囲の雑音を低減し、会話の明瞭度を向上させる革新的な設計です。そのため、賑やかなカフェでのたわいもない会話や食事時の友人との会話など大切な音を逃しません。



カスタマイズされたサウンド

新しいJabra Enhanceの箱を開ければ、大切な音をもっと届く新しい世界の扉が開きます。

セットアップは簡単です。イヤホンを無料のJabra Enhanceアプリに接続し、画面上の指示に従ってあなたのニーズに合わせてイヤホンを設定するだけです。

周囲の環境や聴力のニーズに応じて、「アダプティブ」「フォーカス」「サラウンド」の3つのモードを切り替えることができます。

App StoreからJabra Enhanceアプリをダウンロードしてください。



※ Jabra Enhanceを使用するには専用のアプリをダウンロードする必要があります。

※1 Elite75tより50%コンパクト